



## FICHA TÉCNICA

<b>BANDAS MATRIZ TRANSPARENTE HAWE</b>		
<b>REFERENCIA</b>	1608	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	KERR HAWE S.A. Via Strecce 4 P.O. BOX 272 - 6934 Suiza	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, Directiva 93/42/CEE	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Las bandas matrices se fabrican en poliéster y tienen 15 metros de longitud.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Poliéster	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Grosor: 0,05 mm Anchura: 6,0 mm Longitud: 15 m	
<b>ENVASE</b>	Envase con un rollo de banda matriz	
<b>VIDA ÚTIL</b>	N.A.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Para uso dental. Las bandas de matriz reemplazan una o más paredes ausentes del diente y son ideales para promover el contorno proximal y mantener el punto de contacto, siendo suficientemente rígidas para que no se suelten durante la fijación de la amalgama o la inserción del material restaurador. Envuelven el diente, formando una pared proximal.	
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	Producto exclusivo para uso odontológico por profesionales debidamente capacitados. Producto no estéril. Esterilizar, antes del uso, de acuerdo con el procedimiento estándar.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.	

## TECHNICAL DATA SHEET

<b>HAWE STRIPROLL</b>		
<b>REFERENCES</b>	1608	
<b>MANUFACTURER</b>	KERR HAWE S.A. Via Strecce 4 P.O. BOX 272 - 6934 Suiza	
<b>CLASSIFICATION</b>	Medical Device, Class I, according to Directive 93/42/EEC	
<b>DESCRIPTION</b>	Polyester matrix bands, 15 m length.	
<b>COMPOSITION</b>	Polyester	
<b>SPECIFICACIONES</b>	Thickness: 0,05 mm Width: 6,0 mm Length: 15,0 m	
<b>PACKAGING</b>	Package with one matrix band.	
<b>SHELF LIFE</b>	N.A.	
<b>INTENDED USE</b>	Dental use. The matrix bands replace one or more walls absent from the tooth and are ideal for promoting the proximal contour and maintaining the point of contact, being rigid enough not to displace during the amalgam condensation or insertion of restorative material. They envelop the tooth, forming a proximal wall.	
<b>SAFETY INFORMATION</b>	Personal safety: none. Only dental surgeons should use this product because they have scientific information necessary for the proper use. Non sterile product. Sterilize before use, according to the standard procedure.	
<b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity.	