



SedaTrenzada

SEDA TRENZADA ARAGÓ

La sutura de Seda está formada por hilos de fibras de seda (cadenas de polipéptidos) trenzados. Disponible, sin teñir (blanca) o teñida de negro con colorante Sulphol Black 1, C.I. 53185, o Hematein Black. El material de sutura está recubierto con una mezcla de cera y/o silicona. Cumple todos los requisitos establecidos por la Farmacopea Europea para suturas no absorbibles estériles. "Seda (FilumBombycis)" y Farmacopea Americana USP." Non Absorbable Surgical Suture"

Calibres disponibles: Métrico del 0,7 al 12

Con aguja: Acero serie 300:

AISI 304 / EN 1.4301: X5 Cr Ni 18-10 X5CrNi18-10

AISI 302 / EN 1.4310: X10 Cr Ni 18-8 X10CrNi18-8

AISI 303 / EN 1.4305: X8CrNi18-9

Todas las agujas que se utilizan para ensartar las Suturas Aragón son de Acero 300, siliconadas. Alta resistencia y dureza, perfecta penetración, paso seguro a través de los tejidos.

Recubrimiento: Siliconado mejora un 65% el poder de penetración a través de los tejidos

En hebras: Cantidad y longitud deseada.

Longitud: de 45cm a 4 m.

Contenido: una unidad/ sobre.

Envasado: En cajas de 12 ó 50 unidades.

Esterilizado: Por Rayos Gamma.

Caducidad: 5 años.

Absorción: Hidrólisis enzimática en un periodo superior a 2 años.

Látex: No contiene látex.

Almacenaje: Temperatura ambiente.



Normativas que cumple:

CE 0318 - Directiva 93/42/CEE, relativa a Productos Sanitarios.

UNE EN ISO 13485:2012- Productos Sanitarios – Sistema de Gestión de Calidad –Requisitos para fines reglamentarios.

EN - UNE –11137 Esterilización por rayos gamma.

EN - UNE - 556 Esterilización de Productos Sanitarios.

GS1 GTIN13/GTIN14 (Unidad + contenido) Y Datamatrix.



Laboratorio Aragón

Salvador Mundí, 11
08017 Barcelona-España
Tel. 93 204 22 12
Fax 93 203 26 09



SUTURAS ESTÉRILES
www.laboratorioarago.com

Características:

Gran resistencia a la tracción.

Excelente manejabilidad.

Seguridad del anudado.

<u>CÓD.LAB.ARAGÓ</u>	<u>DESCRIPCIÓN ARAGÓ</u>
06060	Seda Trenzada Negra USP 4/0 Aguja cilíndrica 1/2 de 22 mm C-14 75 cm
06061	Seda Trenzada Negra USP 3/0 Aguja cilíndrica 1/2 de 22 mm C-14 75 cm
06062	Seda Trenzada Negra USP 2/0 Aguja cilíndrica 1/2 de 22 mm C-14 75 cm
06066	Seda Trenzada Negra USP 3/0 Aguja cilíndrica 1/2 de 26 mm C-16 75 cm
06083	Seda Trenzada Negra USP 5/0 Aguja triangular 1/2 de 15 mm TC-10 75 cm
06084	Seda Trenzada Negra USP 4/0 Aguja triangular 1/2 de 13 mm TC-8 75 cm
06085	Seda Trenzada Negra USP 3/0 Aguja triangular 1/2 de 15 mm TC-10 75 cm
06089	Seda Trenzada Negra USP 4/0 Aguja triangular 1/2 de 20 mm TC-12 75 cm
06090	Seda Trenzada Negra USP 3/0 Aguja triangular 1/2 de 20 mm TC-12 75 cm
06091	Seda Trenzada Negra USP 2/0 Aguja triangular 1/2 de 20 mm TC-12 75 cm
06092	Seda Trenzada Negra USP 5/0 Aguja triangular 1/2 de 22 mm TC-14 75 cm
06093	Seda Trenzada Negra USP 4/0 Aguja triangular 1/2 de 22 mm TC-14 75 cm
06094	Seda Trenzada Negra USP 3/0 Aguja triangular 1/2 de 22 mm TC-14 75 cm
06095	Seda Trenzada Negra USP 2/0 Aguja triangular 1/2 de 22 mm TC-14 75 cm
06098	Seda Trenzada Negra USP 5/0 Aguja triangular 1/2 de 26 mm TC-16 75 cm
06099	Seda Trenzada Negra USP 4/0 Aguja triangular 1/2 de 26 mm TC-16 75 cm
06100	Seda Trenzada Negra USP 3/0 Aguja triangular 1/2 de 26 mm TC-16 75 cm
06101	Seda Trenzada Negra USP 2/0 Aguja triangular 1/2 de 26 mm TC-16 75 cm
06125	Seda Trenzada Negra USP 5/0 Aguja triangular 3/8 de 16 mm TB-12 75 cm
06126	Seda Trenzada Negra USP 4/0 Aguja triangular 3/8 de 16 mm TB-12 75 cm
06127	Seda Trenzada Negra USP 3/0 Aguja triangular 3/8 de 16 mm TB-12 75 cm
06128	Seda Trenzada Negra USP 2/0 Aguja triangular 3/8 de 16 mm TB-12 75 cm
06130	Seda Trenzada Negra USP 6/0 Aguja triangular 3/8 de 19 mm TB-15 75 cm
06131	Seda Trenzada Negra USP 5/0 Aguja triangular 3/8 de 19 mm TB-15 75 cm
06132	Seda Trenzada Negra USP 4/0 Aguja triangular 3/8 de 19 mm TB-15 75 cm
06133	Seda Trenzada Negra USP 3/0 Aguja triangular 3/8 de 19 mm TB-15 75 cm
06134	Seda Trenzada Negra USP 3/0 Aguja triangular 3/8 de 19 mm TB-15 75 cm



Laboratorio Aragón

Salvador Mundi, 11
08017 Barcelona-España
Tel. 93 204 22 12
Fax 93 203 26 09



SUTURAS ESTÉRILES
www.laboratorioarago.com

<u>CÓD.LAB.ARAGÓ</u>	<u>DESCRIPCIÓN ARAGÓ</u>
06139	Seda Trenzada Negra USP 3/0 Aguja triangular 3/8 de 25 mm. TB-20 75 cm
06140	Seda Trenzada Negra USP 2/0 Aguja triangular 3/8 de 25 mm TB-20 75 cm
06182	Seda Trenzada Negra USP 6/0 Aguja triangular 3/8 de 16 mm TB-12 75 cm
06185	Seda Trenzada Negra USP 5/0 Aguja cilíndrica 1/2 de 13 mm C-8 75 cm
06390	Seda Trenzada Negra USP 4/0 Aguja triangular 3/8 de 12 mm TB-10 45 cm