



ayuda a curar.

Laboratorios HARTMANN S.A.
Carrasco i Formiguera, 48
08302 Mataró
Teléfono de Atención al Cliente
902 222 001

Visite nuestra página web en:
www.es.hartmann.info



Producto	Medida	Presentación	Unidades	Unidades embalaje	Referencia
Medicomp	5x5cm	5 gasas / sobre	40 sobres	24 dispensadores	411 051
		100 gasas / granel	1 bolsa	50 bolsas	411 831
	7,5x7,5cm	2 gasas / sobre	100 sobres	24 dispensadores	411 049
		5 gasas / sobre	40 sobres	24 dispensadores	411 052
	10x10cm	100 gasas / granel	1 bolsa	50 bolsas	411 833
		5 gasas / sobre	40 sobres	12 dispensadores	411 053
		100 gasas / granel	1 bolsa	50 bolsas	411 835
		2 gasas / sobre	25 sobres	15 dispensadores	411 075



Medicomp

La gasa de tejido sin tejer indispensable en hospitales



852796 (09/08)

¡El non-woven es el mejor algodón!

Medicomp, compresas de non-woven, son la alternativa ideal para las compresas clásicas de algodón, en muchos de los uso en planta como en ambulatorios (Centros Atención Primaria).

Su composición 70% rayón y 30% poliéster le proporcionan una estructura parecida a las compresas de algodón y hace de Medicomp un producto especialmente absorbente, suave y transpirable.

Medicomp no lleva aglutinantes y blanqueantes.

Medicomp se usa y aplica como una compresa de algodón, pero con mas absorción que una gasa convencional.

Características que hablan por si solas


- Compresa de 70% rayón y de 30% poliéster
- Mayor capacidad de absorción que las compresas tradicionales
- Agradable al tacto por su suave estructura
- Cumple con los requisitos de los productos sanitarios de clase IIa, conforme MDD, pueden ser utilizados en intervenciones quirúrgicas locales y heridas profundas
- Libre de aglutinantes y blanqueantes, por lo que son especialmente confortables para la piel
- Absorbe líquidos sin gotear, liberándolos sólo bajo presión.
- El non-woven no desprende hilos

Indicaciones:

Ideal como torunda o compresa en heridas en pacientes ambulatorios y hospitalizados de cirugía local.

Especialmente eficaz para la desinfección de heridas. Para el cuidado rápido de heridas sangrantes.

La evidencia del Test



El Test demuestra: En comparación con una compresa de algodón de 8 capas y 17 hilos, Medicomp absorbe 70% más de líquido.



Práctico embalaje

- La caja dispensadora facilita el manejo y protege los sobres estériles
- Fácil apertura del sobre.
- Codico EAN 13 en cada sobre
- El diseño especial del envase permite su uso como batea.
- En la versión no estéril en papeles de 100



Sus Beneficios:

- Ninguna posibilidad de dispersiones de hilos
- Alta absorción de líquidos
- Producto sanitario de Classe IIa
- Rápido y fácil manejo